



Экономичное решение для диагностики заболеваний печени

Компактный, простой и быстрый метод



Работает от аккумулятора

Серия FT

Ультразвуковая диагностическая система для количественной оценки сдвиговой волны

Помогает оценить степень стеатоза и фиброза печени

Ранний скрининг, ранняя профилактика, ранняя диагностика и раннее лечение хронических заболеваний печени

Применяемая технология: транзиентная эластография

Легкий

Легко переносить и транспортировать

Быстрый

Быстрые измерения, немедленный результат

Неинвазивный

Регулярный мониторинг заболевания, наблюдение за пациентом


Динамический датчик для диагностики фиброза и стеатоза

- Применим ко всем типам телосложения (взрослые, пациенты с избыточной массой тела/ожирением, дети)
- Высокая эффективность и воспроизводимость
- Контролируемое давление датчика обеспечивает высокую точность диагностики
- Оптимизированные научные алгоритмы обеспечивают быстрое получение количественных результатов



Инновационная технология в диагностике печени

- Неинвазивно
- Быстро
- Воспроизводимо
- Точно
- Количественные результаты
- Надежно



Надежные результаты клинического обследования



LSM, кПа

Показатель жесткости
печени



UAP, дБ/м

Показатель затухания ультразвука

★ LSM и UAP могут быть использованы для диагностики стеатоза и фиброза печени.

Стандартная конфигурация

- Основной блок с интегрированным аккумулятором
- 12,3" сенсорный ЖК-монитор высокого разрешения
- Сканирующий датчик для диагностики фиброза
- Держатель датчика
- Педальный переключатель

Опции

- Беспроводные клавиатура и мышь
- Настраиваемая тележка



Сканирующий датчик для диагностики фиброза подлежит калибровке один раз в год или каждые 30 000 измерений для обеспечения эффективности измерений.

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.