



Премиальное клиническое решение для диагностики заболеваний печени

Будьте уверены в диагнозе



Серия PRO

**Ультразвуковая диагностическая система для
количественной оценки сдвиговой волны**

Помогает оценить степень стеатоза и фиброза
печени

Ранний скрининг, ранняя профилактика, ранняя
диагностика и раннее лечение хронических
заболеваний печени

ГПрименяемая технология: транзиентная эластография

Цветная доплеровская система

Диагностическое решение 2-в-1: определение жесткости печени и
ультразвуковое исследование

Одновременное определение LSM и UAP


Динамический датчик для диагностики фиброза и стеатоза

- Применим ко всем типам телосложения (взрослые, пациенты с избыточной массой тела/ожирением, дети)
- Высокая эффективность и воспроизводимость
- Контролируемое давление датчика обеспечивает высокую точность диагностики
- Оптимизированные научные алгоритмы обеспечивают быстрое получение количественных результатов



Функции визуального контроля, точное позиционирование

- Передовая технология визуализации
- Эластометрия и цветное изображение высокого разрешения
- Точное позиционирование в зоне диагностики
- Многоцелевое ультразвуковое исследование брюшной полости



Комплексные результаты клинического обследования




Морфология тканей печени
(цветовое доплеровское изображение)



LSM, кПа

Показатель жесткости
печени



UAP, дБ/м

Параметр затухания ультразвука

★ LSM и UAP могут применяться для облегчения диагностики стеатоза и фиброза.

Стандартная конфигурация

- Основной блок
- 21,5" широкоэкранный ЖК-монитор высокого разрешения
- Сканирующий датчик для диагностики фиброза
- Датчик (конвексный) для визуального контроля
- Педальный переключатель



Сканирующий датчик для диагностики фиброза подлежит калибровке один раз в год или каждые 30 000 измерений для обеспечения эффективности измерений.

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.